

Tagging vejledning - CPAP, Stellar 150

Beskrivelse:

CPAP, Stellar 150

Tag er monteret på stativ. CPAP er permanent monteret på et stativ
Husk å rengjøre / desinfisere før montering

RFID tag:

Cargo trak

Xerafy



On/Off metal, ambient temperature up to +85C - IP68

Læses bedst vinkelret på front.

Tag til montage på metal med høj følsomhed. Kapsling gør den velegnet til anvendelse uden underlag.

Kapslingen er luftfyldt. Hvis tag udsættes for hurtigt ændrende temperatur profil kan den "svulmpe op" grundet begrænset mulighed for trykdilgning.

RFID Tag - Udvælgelses kriterier:

Montering

Metal / plastik overtrukket metal / plastik metalfolie bag

Ja

Tag position

Tag front peger mod loft

Ja

RFID Tag - Test resultat:

Tagging Test Rapport

Tagging skala

OK	
Med be- græns- ninger	
Meget begrænset	

Antenne resultat

Test	Antenne 1	Antenne 2	Antenne 3
1			
2			
3			
4			

Godkend test

Note:

Test igen Godkend test

Note:

Tagging vejledning - CPAP, Stellar 150

Billeder:

