

Tagging vejledning - Øretermometre, Braun Pro 600

Beskrivelse:

Øretermometre, Braun Pro 600

Øretermometer er monteret med RFID tag på siden.
Hvis merket holdes over under brug, begrænser dette leseraten.
Optimalt sett kan en RFID tag monteres på begge sider av termometer.
Holder for termometer merkes separat. Se instruksjoner for dette

Husk å rengjøre / desinfisere før montering

RFID tag:

Siva Mom 9817 U8

SIVA



On/off metal, Smart RFID label, ambient temperature up to +70C - IP68
NXP UCODE 8 chip

RFID Tag - Udvælgelses kriterier:

Omgivelser

Let rengjøring med klud Ja

Montering

Metal / plastik overtrukket metal / plastik metalfolie bag Ja

Monteres på håndholdt udstyr Ja

RFID Tag - Test resultat:

Tagging Test Rapport

Tagging skala

OK	
Med be- græns- ninger	
Meget begrænset	

Antenne resultat

Test	Antenne 1	Antenne 2	Antenne 3
1			
2			
3			
4			

Godkend test

Note:

Note:

Tagging vejledning - Øretermometre, Braun Pro 600

Billeder:

