

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
17.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Overvåking, transportabel
Fabrikat	Nihon Kohden
Modell / handelsnavn	BSM-1763 Life Scope PT
NKKN-kode	11309-26565

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Nei
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Nei
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Nei

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Omni-ID IQ-600			

--	--	--	--

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

Testet når utstyret er montert i anesthesiapparatet, trillet gjennom testlab.

Read count (Venstre, midt, høyre antenne): 470,332,274

Bilder av tag-plassering på utstyr



