

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
19.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært
Fabrikat	Welch Allyn
Modell / handelsnavn	3400 NIBP 3400 Series
NKKN-kode	10097-17979

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Nei
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Ja
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Ja, en på hver side

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Dogbone M750		Det bør festes en tag på hver side av utstyret	

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

God lesning forutsetter at utstyret ikke bæres med hånden over taggen.

Bilder av tag-plassering på utstyr

