

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
19.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Oksymeter, puls, ordinært, batteridrevet
Fabrikat	Masimo
Modell / handelsnavn	Rad-5v
NKKN-kode	10998-16043

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Nei
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Ja
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Ja, en på hver side

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Siva MoM 6024		Bør festes en tag på hver side av utstyret for å hindre at en tag dekkes av hånd ved bæring	

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

