

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
19.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Varmemadrasssystem, luft, komplett
Fabrikat	3M
Modell / handelsnavn	77523 775 Bair Hugger
NKKN-kode 14422-	13296-24374

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Nei
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Nei
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Nei

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Dogbone M750			

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

Bilder av tag-plassering på utstyr

