

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
19.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Infusjon, pumpe, flerformål
Fabrikat	Smiths Medical
Modell / handelsnavn	2120 CADD-Solis VIP
NKKN-kode	11318-24473

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Nei
Utstyrflate metall	Ja
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Ja
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Ja, men utfordrende med plassering

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Siva MoM 7035			

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

God lesning forutsetter at utstyret ikke bæres med hånden over taggen.

Bilder av tag-plassering på utstyr

