

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
30.08.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Termometer, infrarød, tympanisk
Fabrikat	Riester
Modell / handelsnavn	TD-1107 / ri-thermo tymPRO
NKKN-kode	11260-27452

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Ja
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Ja
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Nei
Behov for flere tagger på utstyret	Nei

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Siva Mom 6024	Siva Mom 6024	Øretermometer er påført RFID -tag på framsiden. Hvis taggen tildekkes med hånden, reduseres lesbarheten	

--	--	--	--

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

Utstyret fraktes normalt i en egen åpen kurv eller holder sammen med annet utstyr og bæres i mindre grad i hånden over lange avstander. Sjansen for tildekking med hånden er relativt liten.

Bilder av tag-plassering på utstyr

